

LÍQUIDO PRESERVANTE HYDROSEP[®]

El líquido preservante Hydrosep es un aditivo de agua mineral que ayuda a preservar los componentes del agua manteniéndola potable en caso de ser necesario para tratar una emergencia y realizar una limpieza correcta de los ojos, rostro o cuerpo.

Descripción técnica:

El líquido preservante Hydrosep[®] es un aditivo de agua mineral y una solución de Clorhexidina digluconato que ayuda a preservar los componentes del agua evitando la proliferación de algas y bacterias y mantenerla en perfectas condiciones en caso de ser necesario para tratar una emergencia y realizar una limpieza correcta de los ojos, rostro o cuerpo.

Especificaciones del producto:

1 Especificaciones:

- a.** Composición: Composición digluconato clorexidina y agua 100% purificada.
- b.** Capacidad de la botella: 8 oz. 1 botella, dosis unidad.
- c.** Cierre: Tapa rosca.
- d.** Color de la botella: Amarillo alta visibilidad.
- e.** Embalaje: Caja con cuatro botellas.
- f.** Tratamiento: 5 a 20 galones de agua potable por botella.

2 Diseño:

- g.** La aplicación del líquido preservante evita la proliferación de algas y bacterias estacionales que pueden ocurrir de Hydrosep tiene una durabilidad de 3 años (sin abrir la

Aplicaciones:

-  Laboratorios
-  Industrial
-  Petrolero
-  M inero



Recomendaciones:

- * La duración de la efectividad de Hydrosep depende del tipo de dispositivo en el que se use. Es importante tener en cuenta que se debe limpiar y reemplazar el líquido cada 90 a 120 días.
- * Una vez abierto, utilice la botella y deseche la * Utilizar antes de la fecha de caducidad marcada en el frasco. *No se venden botellas por unidad.

Información complementaria:



Productos relacionados:

-  Estación lavaojos gravitacional 14 gls
-  Estación lavaojos portátil presurizada 13 gls
-  Estación lavaojos sencilla
-  Estación lavaojos doble

Modelos | Referencias:

ID	Referencia	Descripción
0100011000004	1110764	BOTELLA HYDROSEP 8 ONZAS CAJA POR 4 UND
0100011000003	01104050S	ESTACION GRAVITACIONAL LAVAOJOS PORTATIL 14 GLS

