

# ESTACIÓN LAVAOJOS GRAVITACIONAL 14 GALONES

Lavaojos de alimentación por gravedad diseñados para áreas donde no hay fácil acceso al agua potable. Encon® ofrece una amplia variedad de opciones de estaciones lavaojos de emergencia autocontenidas.

## Descripción técnica:

La estación gravitacional de 14 galones Marca Encon ofrece una alimentación mediante gravedad con un flujo doble de agua constante durante 15 minutos. Este equipo es el producto autónomo más eficiente del mercado.

## Especificaciones del producto:

### 1 Especificaciones:

#### Tanque:

- a. Material: Polietileno / ABS
- b. Dimensiones: 22.5" \* 28.5" \* 5.25"
- c. Peso tanque lleno: 38 lbs (62.6 kg)
- d. Peso tanque vacío: 19 lbs (8.61 kg)
- e. Manijas de transporte: 2
- f. Capacidad del tanque: 14 galones
- g. Tiempo de lavado: 15 Minutos
- h. Ruta de administración: Oftálmico

#### Botella:

- i. Composición: Composición digluconato clorexidina y agua 100% purificada.
- j. Capacidad de la botella: 8 oz. 1 botella, dosis unidad.
- k. Tratamiento: 5 a 20 galones de agua potable.

### 2 Diseño:

i. La aplicación del líquido preservante evita la proliferación de bacterias o algas pueden infectar la estación. k. La solución de Hydrosep tiene una durabilidad de 3 años (sin abrir la botella) desde la fecha de fabricación. l. Aspersores de plástico ABS cerrados. l. Los aspersores del equipo están adheridos a la tapa frontal para evitar el contacto con agentes contaminantes m. Bandeja con drenaje, con doble corriente de agua no perjudicial. **Incluye:** Tanque amarillo de alta visibilidad, manijas integradas para transporte, instrucciones de funcionamiento, una (1) botella de líquido preservante Hydrosep y soporte en acero inoxidable para instalación a la pared o al carro de transporte.

## Modelos | Referencias:

ID	Referencia	Descripción
0100011000003	01104050S	ESTACION GRAVITACIONAL LAVAOJOS PORTATIL 14 GLS
0100011000004	1110764	BOTELLA HYDROSEP 8 ONZAS CAJA POR 4 UND
0100011000021	CARRO NACIONAL	CARRO TRANSPORTADOR PARA GRAVITACIONAL NACIONAL
0100011000039	3958	RECEPTACULO 132 LTS CUADRADO
0100011000041	1104055CN	EST LAVAOJOS GRAVITACIONAL 14 GL CARRO NAL-RECEPTA

## Aplicaciones:



Laboratorios



Industrial



Petroquímico



Miningero



## Recomendaciones:

La duración de la efectividad de Hydrosep depende del tipo de dispositivo en el que se use.

Es importante tener en cuenta que se debe limpiar y reemplazar el líquido cada 90. Para hacer un equipo más fácil de manejar y posicionar puede adquirir los accesorios (carro de transporte y receptáculo).

## Información complementaria:

Equipos Certificados

ANSI / ISEA Z358.1 - 2014



## Productos relacionados:



Líquido preservante Hydrosep



Carro de transporte para estación gravitacional



Receptáculo para estación gravitacional



Estación lavaojos doble

